


Conda^{ene}[®]



Conoce el catálogo de detección por PCR Real Time de Condalab.

Análisis microbiológicos más rápidos, sencillos
y de fácil implementación en tu laboratorio.



YOUR PARTNER IN ACCURATE qPCR DETECTION

Diagnóstico molecular por PCR Real Time

TU ALTERNATIVA A LA MICROBIOLOGÍA CLÁSICA



**Reduce el tiempo a resultados
y con mayor fiabilidad**



**Protocolos simples y de fácil
implementación en tu laboratorio**

¿Qué encontrarás con nuestra línea Condagene®?

Control UNG

Reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Fácil implementación en el laboratorio

Desarrollados según procedimientos estándar en microbiología.

PCR viabilidad

Reduce falsos positivos por células no viables.

Eficiencia en tu PCR

Utiliza distintos kits en un mismo run de tu termociclador.

Reactivos estables a temperatura ambiente

Reduce problemas de transporte y conservación.

Kits de extracción Condagene®

En nuestro catálogo contamos con varios kits de extracción de ácidos nucleicos para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus muestras. Son protocolos simples que te permiten tener resultados en minutos.

- » **Rápido y en un solo paso**
- » **Muestras muy inhibitorias**
- » **Purificación por columna**

¿Detectar células no viables o solo células viables?

El propósito de este reactivo es la neutralización del ADN de células muertas y/o ADN libre que pudieran dar lugar a falsos positivos en técnicas de detección basadas en la PCR.

Los resultados obtenidos de PCR en muestras tratadas con Condagene® ViableCell son indicadores de presencia de células viables.

Kits de detección por PCR Real Time

Ofrecemos una amplia variedad de soluciones de detección por qPCR para facilitar tu protocolo de laboratorio.

BACTERIAS PATÓGENAS

Salmonella spp. | L. monocytogenes | Campylobacter
Cronobacter | STEC | Vibrio spp.

CONTROL AMBIENTAL

Legionella spp. | Legionella pneumophila
Legionella spp & pneumophila.

ORGANISMOS ALTERANTES

Bretanomyces Dekkera | Zygosaccharomyces bailii

ALÉRGENOS

Almendra | Anacardo | Apio | Avellana | Altramuz | Mostaza
Cacahuete | Pecan (Nuez) | Sésamo | Soja | Nuez

ID ANIMAL

Vaca | Cerdo | Caballo | Pato | Pollo | Pavo | Cabra | Oveja

GMO's

P-35S y T-NOS | P-FMV | Screening

Kits de detección

REFERENCIA	PRODUCTO	RNX
6530	Condagene® Alérgenos Almendra	100
6531	Condagene® Alérgenos Anacardo	100
6532	Condagene® Alérgenos Apio	100
6533	Condagene® Alérgenos Avellana	100
6534	Condagene® Alérgenos Altramuz	100
6535	Condagene® Alérgenos Mostaza	100
6536	Condagene® Alérgenos Cacahuete	100
6537	Condagene® Alérgenos Pecan (Nuez)	100
6538	Condagene® Alérgenos Sésamo	100
6539	Condagene® Alérgenos Soja	100
6540	Condagene® Alérgenos Nuez	100
6518	Condagene® Salmonella spp.	100

REFERENCIA	PRODUCTO	RNX
6544	Condagene® ID Animal Vaca	100
6545	Condagene® ID Animal Cerdo	100
6546	Condagene® ID Animal Caballo	100
6547	Condagene® ID Animal Pato	100
6548	Condagene® ID Animal Pollo	100
6549	Condagene® ID Animal Pavo	100
6550	Condagene® ID Animal Cabra	100

Kits de extracción

REFERENCIA	PRODUCTO	RNX
6500	Condagene® Extraction Complex	100
6504	Condagene® Extraction Rapid	100
6505	Condagene® Extraction Rapid	250
6506	Condagene® Extraction Column	50
6507	Condagene® Extraction Column	250

REFERENCIA	PRODUCTO	RNX
6519	Condagene® Listeria monocytogenes	100
6520	Condagene® Campylobacter jejuni	100
6521	Condagene® Cronobacter spp.	100
6522	Condagene® Vibrio spp.	100
6523	Condagene® STEC Screening	50+50+50
6524	Condagene® STEC ID	50*5
6525	Condagene® Legionella spp.	100
6526	Condagene® L. pneumophila	100
6527	Condagene® Legionella spp. and L. pneumophila	100
6528	Condagene® Brettanomyces/Dekkera	100
6529	Condagene® Zygosaccharomyces bailii	100
6541	Condagene® E. coli O157:H7 / O157	100

REFERENCIA	PRODUCTO	RNX
6551	Condagene® ID Animal Oveja	100
6552	Condagene® ID Animal Vegan	100
6553	Condagene® ID Animal Total meat	100
6554	Condagene® GMO P-35S y T-NOS	100*2
6555	Condagene® GMO P-FMV	100
6556	Condagene® GMO Screening	50*3

Viabilidad

REFERENCIA	PRODUCTO	RNX
6502	Condagene® ViableCell	100
6503	B-Light	

Equipamiento

REFERENCIA	PRODUCTO
CDL96	Termociclador CDL-96

Quiero adaptar mi laboratorio para utilizar Condagene®

Te presentamos una guía con todo lo necesario para que puedas **comenzar a realizar qPCR en tu laboratorio**. Necesitaras algo de equipamiento auxiliar y fungible, pero no te preocupes, es mas sencillo de lo que parece.



*Equipamiento opcional



YOUR PARTNER IN
ACCURATE qPCR DETECTION



SOLICITA UNA DEMO

www.condalab.com

CÓDIGO SVMP62729070