



SteriCloth

Toallita de toma de muestras

Para controles de superficies

Para el análisis de *Salmonella* y *Listeria*



Norma ISO 18593

Métodos horizontales para las tomas de muestras de superficies

• Esterilidad

Esterilización por rayos gamma a 15 kilograys mínimo. Esterilidad de cada lote de producto verificada por un laboratorio externo certificado COFRAC.

• Calidad de la toallita

Alta calidad de las toallitas tejidas y no tejidas, garantizando la ausencia de sustancias inhibidoras. Al llegar al laboratorio, permite una liberación óptima de gérmenes en la fase de preenriquecimiento.

• Diluyentes

La fabricación de nuestros diluyentes cumple con la norma ISO 11133. Se proponen diferentes diluyentes de forma sistemática con un agente neutralizante adaptado a cada tipo de desinfectante.

• Calidad de las bolsas

Nuestras bolsas para muestras están perfectamente adaptadas para la mezcla en triturador y se abren y se vuelven a cerrar fácilmente, garantizando la integridad de la muestra durante todo el transporte.

Garantía del producto

- Validez garantizada hasta 1 año para los productos húmedos y 2 años para los productos secos
- Los productos se entregan con el certificado de análisis y certificado de ionización
- Trazabilidad por número de lote indicado en cada kit, cartón y certificado de análisis

Composición de un kit:

- **El soporte de toma de muestras:** una toallita irrompible que no gotea ni se deshilacha y es apta para superficies congeladas.
- **El diluyente y el agente neutralizante** están formulados conforme a las normas vigentes; volumen constante y calibrado para todos los kits.
- **Una bolsa para muestras** con o sin sistema integrado de nuevo cierre, con una zona de inscripción para la identificación de la muestra.
- **Guantes estériles** (opcionales) ambidiestros sin látex.

Opciones disponibles:

- Color de la toallita
- Estructura
- Dimensiones
- Diluyente
- Bolsa para muestras
- Par de guantes





Ref. 149031300 y 149030150



Ref. 149003200, 149007300 y 1490133005



Ref. 149012130

Después de la desinfección

Referencia	Color	Estructura	Dimensiones (en cm)	Diluyente	Bolsa para muestras	Par de guantes
149031300	Azul	Alveolada	34 x 16	Agua peptonada al 10% de agente neutralizante	Con sistema de nuevo cierre	No
149007300	Azul	Alveolada	34 x 16	Agua peptonada al 10% de agente neutralizante	Con precorte láser	No

Durante la producción

Referencia	Color	Estructura	Dimensiones (en cm)	Diluyente	Bolsa para muestras	Par de guantes
149012130	Azul	Alveolada	34 x 16	Agua peptonada	Con sistema de nuevo cierre	Sí
149013300	Azul	Alveolada	34 x 16	Agua peptonada	Con precorte láser	No

Entorno de leche en polvo / producto alimenticio

Referencia	Color	Estructura	Dimensiones (en cm)	Diluyente	Bolsa para muestras	Par de guantes
149030150	Azul	Llena	32 x 17	Seco	Con sistema de nuevo cierre	No
149003200	Azul	Llena	32 x 17	Seco	Con precorte láser	No

Para conocer todas las toallitas para el sector agroalimentario, escanea el código QR

